


级联模块出射光位置

1:1



备注:

1. OPA模块入射光的光高为65mm, 出射光的光高为65mm。
2. 级联模块入射光的光高为65mm, 出射光的G1和G2为65mm, G3和G4的光高为95mm。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	光参量放大器
设计			标准化				67.464	1:10	
校核			工艺						
主管设计			审核						YL-TOPA-07H07M35E-UIR
			批准			共1张	第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期